



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	86.972
Artikelbeschreibung	Objektträger-Versandgefäß, mit Belüftung, Länge: 85 mm, Verschluss anhängend, 50 Stück/Beutel

### **Produkteigenschaften**

Ausführung	mit Belüftung
Anwendungsbereich	Versand von Proben
Anwendungsbeispiel	Sekundärverpackung gemäß P 650

### **Maße**

Länge des Produktes	85 mm
---------------------	-------

### **Material & Farben**

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
------------------------	-------------------

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie                      kein Medizinprodukt | IVD  
Chargiert                                nein

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)    400  
Kleinste Unterverpackung        Beutel  
Stück pro Innenkarton            50  
Stück pro Umkarton                400  
Stück pro Palette                 14400  
Tiefe des Umkartons              398 mm  
Breite des Umkartons             398 mm  
Höhe des Umkartons               300 mm  
Volumen des Umkartons          0,0475 cbm  
Gewicht des Produktes            0,0104 kg  
Gewicht des Umkartons          4,97 kg  
EAN des Innenkartons            4038917084741  
EAN des Umkartons               4038917405904

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

