



Artikelbeschreibung

Bestellnummer 86.972.150
Artikelbeschreibung Objektträger-Versandgefäß, ohne Belüftung, Länge: 85 mm,
Verschluss anhängend, 50 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Ausführung ohne Belüftung
Anwendungsbereich Versand von Proben
Anwendungsbeispiel Sekundärverpackung gemäß P 650

Maße

Länge des Produktes 85 mm

Material & Farben

Material des Produktes Polypropylen (PP)

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD
Chargiert nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 400
Kleinste Unterverpackung Beutel
Stück pro Innenkarton 50
Stück pro Umkarton 400
Stück pro Palette 14400
Tiefe des Umkartons 398 mm
Breite des Umkartons 398 mm
Höhe des Umkartons 300 mm
Volumen des Umkartons 0,0475 cbm
Gewicht des Produktes 0,0102 kg
Gewicht des Umkartons 4,87 kg
EAN des Innenkartons 4038917123969
EAN des Umkartons 4038917405928

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

