



Artikelbeschreibung

| | |
|---------------------|---|
| Bestellnummer | 95.1011 |
| Artikelbeschreibung | Styroporbehälter, geeignet als Umverpackung für Kühltransport |

Produkteigenschaften

| | |
|-------------|--------------------------------|
| Ausführung | Umverpackung für Kühltransport |
| Saugeinlage | nein |

Maße

| | |
|----------------------|--------|
| Breite des Produktes | 71 mm |
| Höhe des Produktes | 168 mm |
| Länge des Produktes | 140 mm |

Material & Farben

| | |
|------------------------|----------|
| Material des Produktes | Styropor |
| Farbe des Produktes | weiß |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD
Chargiert nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 1
Kleinste Unterverpackung Karton
Stück pro Innenkarton 1
Stück pro Umkarton 36
Stück pro Palette 720
Tiefe des Umkartons 584 mm
Breite des Umkartons 387 mm
Höhe des Umkartons 360 mm
Volumen des Umkartons 0,0814 cbm
Gewicht des Produktes 0,0371 kg
Gewicht des Umkartons 2,25 kg
EAN des Innenkartons 4038917084987
EAN des Umkartons 4038917362399

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

