



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	95.1123
Artikelbeschreibung	Kühlversandbehälter, englisch

Produkteigenschaften

Etikett / Druck	mit Druck
Farbe Druck/Etikett	rot
Anwendungsbereich	Kühlversand
Saugeinlage	nein

Maße

Breite des Produktes	71 mm
Höhe des Produktes	170 mm
Länge des Produktes	140 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Farbe des Produktes	weiß

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung	P 650, ADR
Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	6
Kleinste Unterverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Umkarton	6
Stück pro Palette	648
Tiefe des Umkartons	308 mm
Breite des Umkartons	223 mm
Höhe des Umkartons	195 mm
Volumen des Umkartons	0,0134 cbm
Gewicht des Produktes	0,3448 kg
Gewicht des Umkartons	2,3 kg
EAN des Innenkartons	4038917085403
EAN des Umkartons	4038917004084

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

