



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	95.900
Artikelbeschreibung	Post-Transportverpackung, Anwendung z.B.: Außenverpackung gemäß P 650/ADR, flache Ausführung, (LxBxH): 198 x 107 x 38 mm, für diagnostische Proben, fasst 1 bis 4 Versandgefäße/-flaschen bis zu einem Durchmesser von 30 mm, Arretierungsmechanismus, 50 Stück/Karton
UN-Prüfnummer	ja

Produkteigenschaften

Etikett / Druck	mit Druck
Farbe Druck/Etikett	schwarz
Ausführung	flache Ausführung
Anwendungsbeispiel	Außenverpackung gemäß P 650/ADR
Passend für	diagnostische Proben

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Maße

Breite des Produktes	107 mm
Höhe des Produktes	38 mm
Länge des Produktes	198 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Pappe
Farbe des Produktes	braun

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung	P 650, ADR, IATA
Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	50
Kleinste Unterverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	50
Stück pro Umkarton	50
Stück pro Palette	3000
Tiefe des Umkartons	584 mm
Breite des Umkartons	366 mm
Höhe des Umkartons	115 mm
Volumen des Umkartons	0,0246 cbm
Gewicht des Produktes	0,0601 kg
Gewicht des Umkartons	3,44 kg
EAN des Innenkartons	4038917084550
EAN des Umkartons	4038917064576

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

