



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	95.903
Artikelbeschreibung	Post-Transportverpackung, Anwendung z.B.: Außenverpackung gemäß P 650/ADR, (LxBxH): 192 x 146 x 75 mm, für Kühlversandbehälter, fasst 1 bis 4 Versandgefäße/-flaschen bis zu einem Durchmesser von 30 mm, 50 Stück/Karton
UN-Prüfnummer	ja

Produkteigenschaften

Etikett / Druck	mit Druck
Farbe Druck/Etikett	schwarz
Anwendungsbeispiel	Außenverpackung gemäß P 650/ADR
Passend für	Kühlversandbehälter

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Maße

Breite des Produktes	146 mm
Höhe des Produktes	75 mm
Länge des Produktes	192 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Pappe
Farbe des Produktes	weiß

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung	P 650, ADR, IATA
Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	50
Kleinste Unterverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	50
Stück pro Umkarton	50
Stück pro Palette	1650
Tiefe des Umkartons	548 mm
Breite des Umkartons	513 mm
Höhe des Umkartons	115 mm
Volumen des Umkartons	0,0323 cbm
Gewicht des Produktes	0,0782 kg
Gewicht des Umkartons	4,54 kg
EAN des Innenkartons	4038917084581
EAN des Umkartons	4038917079594

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

