



Artikelbeschreibung

Bestellnummer 95.995
Artikelbeschreibung Kühlversandbehälter, deutsch

Produkteigenschaften

Etikett / Druck mit Druck
Farbe Druck/Etikett rot
Anwendungsbereich Kühlversand
Saugeinlage nein

Maße

Breite des Produktes 71 mm
Höhe des Produktes 170 mm
Länge des Produktes 140 mm

Material & Farben

Material des Produktes Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Farbe des Produktes weiß

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung	P 650, ADR
Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	6
Kleinste Unterverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Umkarton	6
Stück pro Palette	648
Tiefe des Umkartons	308 mm
Breite des Umkartons	223 mm
Höhe des Umkartons	195 mm
Volumen des Umkartons	0,0134 cbm
Gewicht des Produktes	0,3448 kg
Gewicht des Umkartons	2,3 kg
EAN des Innenkartons	4038917084901
EAN des Umkartons	4038917003667

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

