




Produktspezifikation

Kühlversandbehälter für Blutgaskapillare,
S-Monovette® bis 105 x Ø 18 mm, transparent,
Länge: 50 mm

Seite 1



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	95.997
Artikelbeschreibung	Kühlversandbehälter für Blutgaskapillare, S-Monovette® bis 105 x Ø 18 mm, transparent, Länge: 50 mm, Kühlversand/Wärmeversand, 1 Stück/Karton

Produkteigenschaften

Anwendungsbereich	Kühlversand/Wärmeversand
Passend für	Blutgaskapillare, S-Monovette® bis 105 x Ø 18 mm
Saugeinlage	nein

Maße

Breite des Produktes	50 mm
Höhe des Produktes	140 mm
Länge des Produktes	50 mm
Länge nutzbar	118 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-07-17

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT



Produktspezifikation
Kühlversandbehälter für Blutgaskapillare,
S-Monovette® bis 105 x Ø 18 mm, transparent,
Länge: 50 mm

Seite 2

Material & Farben

Material des Produktes	High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Produktes	transparent
Farbe des Verschlusses	transparent

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	1
Kleinste Unterverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Umkarton	66
Stück pro Palette	2508
Tiefe des Umkartons	568 mm
Breite des Umkartons	433 mm
Höhe des Umkartons	120 mm
Volumen des Umkartons	0,0295 cbm
Gewicht des Produktes	0,0446 kg
Gewicht des Umkartons	4,59 kg
EAN des Innenkartons	4038917084918
EAN des Umkartons	4038917362382

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-07-17

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



SARSTEDT