



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	95.1720
Artikelbeschreibung	Transportkoffer I 100, innerbetrieblicher Koffer mit Einsatz, (LxBxH): 360 x 310 x 275 mm

Produkteigenschaften

Ausführung	innerbetrieblicher Koffer mit Einsatz
Form des Innengefäßes	rechteckig

Maße

Breite des Produktes	310 mm
Höhe des Produktes	275 mm
Länge des Produktes	360 mm

Material & Farben

Material des Produktes	High Density Polyethylen (HD-PE)
------------------------	----------------------------------

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung	TRBA 100
Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Chargiert	nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	1
Kleinste Unterverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Umkarton	1
Stück pro Palette	30
Tiefe des Umkartons	398 mm
Breite des Umkartons	358 mm
Höhe des Umkartons	325 mm
Volumen des Umkartons	0,0463 cbm
Gewicht des Produktes	1,613 kg
Gewicht des Umkartons	2,05 kg
EAN des Innenkartons	4038917087551
EAN des Umkartons	4038917076210

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

