



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	95.1720.011
Artikelbeschreibung	Transportkoffer I 50, innerbetrieblicher Koffer für Blockständer, (LxBxH): 270 x 170 x 215 mm

Produkteigenschaften

Ausführung	innerbetrieblicher Koffer für Blockständer
Form des Innengefäßes	rechteckig

Maße

Breite des Produktes	170 mm
Höhe des Produktes	215 mm
Länge des Produktes	270 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
------------------------	-----------------------------------

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung	TRBA 100
Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Chargiert	nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	1
Kleinste Unterverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Umkarton	1
Stück pro Palette	108
Tiefe des Umkartons	308 mm
Breite des Umkartons	223 mm
Höhe des Umkartons	195 mm
Volumen des Umkartons	0,0134 cbm
Gewicht des Produktes	1,072 kg
Gewicht des Umkartons	1,34 kg
EAN des Innenkartons	4038917159951
EAN des Umkartons	4038917159944

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

