



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	95.1725
Artikelbeschreibung	Akku-Bag, ohne Akkus, (LxB): 205 x 115 mm, Material: PL, für Standard-Kühlakkus, 12 Stück/Karton

### **Produkteigenschaften**

Ausführung	ohne Akkus
Passend für	Standard-Kühlakkus

### **Maße**

Breite des Produktes	115 mm
Länge des Produktes	205 mm

### **Material & Farben**

Material des Produktes	Polyester (PL)
------------------------	----------------

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie                      kein Medizinprodukt | IVD  
Chargiert                                nein

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)    12  
Kleinste Unterverpackung        Karton  
Stück pro Innenkarton            12  
Stück pro Umkarton                12  
Stück pro Palette                  1980  
Tiefe des Umkartons               338 mm  
Breite des Umkartons              228 mm  
Höhe des Umkartons               120 mm  
Volumen des Umkartons          0,0092 cbm  
Gewicht des Produktes            0,4419 kg  
Gewicht des Umkartons          5,5 kg  
EAN des Innenkartons            4038917087568  
EAN des Umkartons                4038917068376

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

