



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	65.676.001
Artikelbeschreibung	Schraubverschluss, braun, passend für Versandgefäß 85 x Ø 30 mm, 50 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Anwendungsbereich	Versand von Proben
Passend für	Versandgefäß 85 x Ø 30 mm

Maße

Länge des Produktes	15 mm
---------------------	-------

Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	braun

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation
Schraubverschluss, braun, passend für
Versandgefäß 85 x Ø 30 mm

Seite 2

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD
Chargiert nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 500
Kleinste Unterverpackung Beutel
Stück pro Innenkarton 50
Stück pro Umkarton 500
Stück pro Palette 39000
Tiefe des Umkartons 418 mm
Breite des Umkartons 278 mm
Höhe des Umkartons 130 mm
Volumen des Umkartons 0,0151 cbm
Gewicht des Produktes 0,0028 kg
Gewicht des Umkartons 1,71 kg
EAN des Innenkartons 4038917115797
EAN des Umkartons 4038917014885

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-07-17

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



SARSTEDT