



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	65.679.002
Artikelbeschreibung	Schraubverschluss, rot, passend für Versandgefäß 126 x Ø 30 mm, 50 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Anwendungsbereich	Versand von Proben
Passend für	Versandgefäß 126 x Ø 30 mm

Maße

Länge des Produktes	20 mm
---------------------	-------

Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	rot

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation
Schraubverschluss, rot, passend für
Versandgefäß 126 x Ø 30 mm

Seite 2

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD
Chargiert nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 250
Kleinste Unterverpackung Beutel
Stück pro Innenkarton 50
Stück pro Umkarton 250
Stück pro Palette 41250
Tiefe des Umkartons 338 mm
Breite des Umkartons 228 mm
Höhe des Umkartons 120 mm
Volumen des Umkartons 0,0092 cbm
Gewicht des Produktes 0,0035 kg
Gewicht des Umkartons 1,1 kg
EAN des Innenkartons 4038917115827
EAN des Umkartons 4038917014922

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-07-03

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



SARSTEDT