



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	65.731
Artikelbeschreibung	Schraubverschluss, natur, passend für Versandgefäß 126 x Ø 30 mm, verlängerte Ausführung, 50 Stück/Beutel

### **Produkteigenschaften**

Anwendungsbereich	Versand von Proben
Passend für	Versandgefäß 126 x Ø 30 mm

### **Maße**

Länge des Produktes	23 mm
---------------------	-------

### **Material & Farben**

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	natur

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie                      kein Medizinprodukt | IVD  
Chargiert                                nein

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)    250  
Kleinste Unterverpackung        Beutel  
Stück pro Innenkarton            50  
Stück pro Umkarton                250  
Stück pro Palette                  41250  
Tiefe des Umkartons                338 mm  
Breite des Umkartons               228 mm  
Höhe des Umkartons                120 mm  
Volumen des Umkartons            0,0092 cbm  
Gewicht des Produktes             0,0035 kg  
Gewicht des Umkartons            1,14 kg  
EAN des Innenkartons              4038917083799  
EAN des Umkartons                 4038917002684

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

