



**Produktspezifikation**  
**Saugeinlage, passend für Versandgefäß 114 x Ø 44 mm, (LxB): 135 x 95 mm**

**Seite 1**



**Artikelbeschreibung**

Bestellnummer 78.669  
Artikelbeschreibung Saugeinlage, passend für Versandgefäß 114 x Ø 44 mm, (LxB): 135 x 95 mm, 100 Stück/Karton

**Produkteigenschaften**

Anwendungsbereich Versand von Proben, Multi-Safe E-boxen  
Passend für Versandgefäß 114 x Ø 44 mm

**Maße**

Breite des Produktes 95 mm  
Länge des Produktes 135 mm

**Material & Farben**

Material des Produktes Zellulose

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





**Produktspezifikation**  
**Saugeinlage, passend für Versandgefäß 114 x Ø**  
**44 mm, (LxB): 135 x 95 mm**

**Seite 2**

**Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie                      kein Medizinprodukt | IVD  
Chargiert                                      nein

**Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)      1000  
Kleinste Unterverpackung          Karton  
Stück pro Innenkarton                100  
Stück pro Umkarton                    1000  
Stück pro Palette                      56000  
Tiefe des Umkartons                  385 mm  
Breite des Umkartons                 385 mm  
Höhe des Umkartons                  160 mm  
Volumen des Umkartons              0,0237 cbm  
Gewicht des Produktes                0,0026 kg  
Gewicht des Umkartons               3,04 kg  
EAN des Innenkartons                4038917083249  
EAN des Umkartons                    4038917002196

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-07-17

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**