



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	78.671
Artikelbeschreibung	Saugeinlage, passend für Kühlversandbehälter, (LxB): 80 x 55 mm, 100 Stück/Karton

Produkteigenschaften

Anwendungsbereich	Versand von Proben, Multi-Safe E-boxen
Passend für	Kühlversandbehälter

Maße

Breite des Produktes	55 mm
Länge des Produktes	80 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Zellulose
------------------------	-----------

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD
Chargiert nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 2500
Kleinste Unterverpackung Karton
Stück pro Innenkarton 100
Stück pro Umkarton 2500
Stück pro Palette 270000
Tiefe des Umkartons 383 mm
Breite des Umkartons 193 mm
Höhe des Umkartons 190 mm
Volumen des Umkartons 0,014 cbm
Gewicht des Produktes 0,0009 kg
Gewicht des Umkartons 2,57 kg
EAN des Innenkartons 4038917083263
EAN des Umkartons 4038917079860

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

