



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	78.684
Artikelbeschreibung	Saugeinlage, passend für Versandgefäß 84 x Ø 30 mm, (LxB): 75 x 65 mm, 100 Stück/Karton

Produkteigenschaften

Anwendungsbereich	Versand von Proben, Multi-Safe E-boxen
Passend für	Versandgefäß 84 x Ø 30 mm

Maße

Breite des Produktes	65 mm
Länge des Produktes	75 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Zellulose
------------------------	-----------

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD
Chargiert nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 2000
Kleinste Unterverpackung Karton
Stück pro Innenkarton 100
Stück pro Umkarton 2000
Stück pro Palette 120000
Tiefe des Umkartons 410 mm
Breite des Umkartons 260 mm
Höhe des Umkartons 305 mm
Volumen des Umkartons 0,0325 cbm
Gewicht des Produktes 0,0007 kg
Gewicht des Umkartons 1,9 kg
EAN des Innenkartons 4038917083362
EAN des Umkartons 4038917002295

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

