



Produktspezifikation

Schutzgefäß, transparent, Bauform: rund, mit Saugeinlage, Länge: 114 mm, Ø Öffnung: 44 mm, ohne Verschluss

Seite 1



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	78.897
Artikelbeschreibung	Schutzgefäß, rund, transparent, Bauform: rund, mit Saugeinlage, Länge: 114 mm, Ø Öffnung: 44 mm, ohne Verschluss, Verschluss: natur, 50 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Anwendungsbereich	Versand von Proben
Anwendungsbeispiel	Sekundärverpackung gemäß P 650
Saugeinlage	ja
Form der Öffnung	rund
Flüssigkeitsdicht	ja

Maße

Durchmesser der Öffnung	44 mm
Länge des Produktes	114 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-07-17

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



SARSTEDT



Produktspezifikation

Schutzgefäß, transparent, Bauform: rund, mit Saugeinlage, Länge: 114 mm, Ø Öffnung: 44 mm, ohne Verschluss

Seite 2

Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent
Farbe des Verschlusses	natur

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung	P 650, ADR
Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Chargiert	nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	250
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	50
Stück pro Umkarton	250
Stück pro Palette	5000
Tiefe des Umkartons	598 mm
Breite des Umkartons	398 mm
Höhe des Umkartons	350 mm
Volumen des Umkartons	0,0833 cbm
Gewicht des Produktes	0,0225 kg
Gewicht des Umkartons	6,62 kg
EAN des Innenkartons	4038917084536
EAN des Umkartons	4038917003346

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-07-17

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



SARSTEDT