



Artikelbeschreibung

Bestellnummer 65.590
Artikelbeschreibung Schraubverschluss, passend für Kühlversandbehälter

Produkteigenschaften

Passend für Kühlversandbehälter

Material & Farben

Material des Produktes High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Produktes natur
Farbe des Verschlusses natur

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD
Chargiert nein

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	2000
Kleinste Unterverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	100
Stück pro Umkarton	2000
Stück pro Palette	80000
Tiefe des Umkartons	428 mm
Breite des Umkartons	388 mm
Höhe des Umkartons	225 mm
Volumen des Umkartons	0,0374 cbm
Gewicht des Produktes	0,0024 kg
Gewicht des Umkartons	5,47 kg
EAN des Innenkartons	4038917082723
EAN des Umkartons	4038917001762

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

