



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	78.9925.417
Artikelbeschreibung	Versandbehälter, (LxB): 104,4 x 104,4 mm, Ø Öffnung: 98 mm, Verschluss montiert, Verschluss: rot

### **Produkteigenschaften**

Anwendungsbereich	Transport von diagnostischen Proben
Saugeinlage	nein

### **Maße**

Durchmesser	104,4 mm
Durchmesser der Öffnung	98 mm
Breite des Produktes	104,4 mm
Länge des Produktes	104,4 mm
Länge mit Verschluss	207 mm
Länge nutzbar	181 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Material & Farben**

Material des Produktes           Pappe  
Farbe des Verschlusses           rot

### **Reinheit & Zertifizierung**

Latexfrei                           ja  
Pyrogenfreiheit                nein  
Sicherheitsdatenblatt        nein

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)   50  
Stück pro Innenkarton           50  
Stück pro Umkarton             50  
Stück pro Palette               600  
Tiefe des Umkartons            528 mm  
Breite des Umkartons           465 mm  
Höhe des Umkartons            526 mm  
Volumen des Umkartons         0,1283 cbm  
Gewicht des Umkartons         4,8 kg  
EAN des Innenkartons          4038917155519  
EAN des Umkartons             4038917039420

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

