



Artikelbeschreibung

Bestellnummer 87.7709.032
Artikelbeschreibung Batterieladegerät für Schlauchstripper AST-2

Produkteigenschaften

Anwendungsbereich Gewinnung von Blut und Blutprodukten
Versorgungsspannung 240 V
Leistungsaufnahme Betrieb 17 W

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD
CE-Zertifizierung CE Lieferant
Chargiert nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 1
Kleinste Unterverpackung Karton
Stück pro Innenkarton 1
Stück pro Umkarton 1
Stück pro Palette 432
Tiefe des Umkartons 188 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Breite des Umkartons	188 mm
Höhe des Umkartons	100 mm
Volumen des Umkartons	0,0035 cbm
Gewicht des Produktes	0,413 kg
Gewicht des Umkartons	0,56 kg
EAN des Innenkartons	4038917141185
EAN des Umkartons	4038917067157

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

