



### Artikelbeschreibung

Bestellnummer 87.7709.033  
Artikelbeschreibung Netzteil Netzteil für Schlauchstripper AST-2

### Produkteigenschaften

Anwendungsbereich Gewinnung von Blut und Blutprodukten  
Versorgungsspannung 240 V

### Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD  
CE-Zertifizierung CE Lieferant  
Chargiert nein

### Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 1  
Kleinste Unterverpackung Karton  
Stück pro Innenkarton 1  
Stück pro Umkarton 1  
Stück pro Palette 432  
Tiefe des Umkartons 188 mm  
Breite des Umkartons 188 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Höhe des Umkartons	100 mm
Volumen des Umkartons	0,0035 cbm
Gewicht des Produktes	0,365 kg
Gewicht des Umkartons	0,54 kg
EAN des Innenkartons	4038917141192
EAN des Umkartons	4038917067164

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

