



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	87.7709.035
Artikelbeschreibung	Schlauchstripper AST-2F, mit Auto-Stoppfunktion, Fußschalter, Tischhalter

### **Produkteigenschaften**

Anwendungsbereich	Gewinnung von Blut und Blutprodukten
Versorgungsspannung	240 V
Leistungsaufnahme Betrieb	20 W
Frequenz	50 Hz - 60 Hz

### **Maße**

Breite des Produktes	140 mm
Höhe des Produktes	71 mm
Länge des Produktes	250 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie	kein Medizinprodukt   IVD
CE-Zertifizierung	CE
Chargiert	nein

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	1
Kleinste Unterverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Umkarton	1
Stück pro Palette	84
Tiefe des Umkartons	388 mm
Breite des Umkartons	358 mm
Höhe des Umkartons	125 mm
Volumen des Umkartons	0,0174 cbm
Gewicht des Produktes	2,103 kg
Gewicht des Umkartons	2,76 kg
EAN des Innenkartons	4038917258890
EAN des Umkartons	4038917258883

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

