



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer 88.7708.095  
Artikelbeschreibung Handsiegelplomben, zum Verschluss von Blutentnahmeschläuchen, Material: Aluminium

### **Produkteigenschaften**

Anwendungsbereich Gewinnung von Blut und Blutprodukten

### **Material & Farben**

Material des Produktes Aluminium  
Farbe des Produktes grau

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD  
Chargiert nein

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





## **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	1000
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	1000
Stück pro Umkarton	99000
Stück pro Palette	6336000
Tiefe des Umkartons	398 mm
Breite des Umkartons	298 mm
Höhe des Umkartons	215 mm
Volumen des Umkartons	0,0255 cbm
Gewicht des Produktes	0,0001 kg
Gewicht des Umkartons	11,88 kg
EAN des Innenkartons	4038917140454
EAN des Umkartons	4038917550222

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

