



Artikelbeschreibung

Bestellnummer 97.8800.200
Artikelbeschreibung Ausstreif-/Plombenzange, zum Ausstreifen, Segmentieren und Verschließen des Blutentnahmeschlauches

Produkteigenschaften

Anwendungsbereich Gewinnung von Blut und Blutprodukten

Maße

Breite des Produktes 5 cm
Länge des Produktes 16 cm

Material & Farben

Farbe des Produktes rot

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD
Chargiert nein

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	1
Kleinste Unterverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Umkarton	1
Stück pro Palette	432
Tiefe des Umkartons	188 mm
Breite des Umkartons	188 mm
Höhe des Umkartons	100 mm
Volumen des Umkartons	0,0035 cbm
Gewicht des Produktes	0,16 kg
Gewicht des Umkartons	0,26 kg
EAN des Innenkartons	4038917975988
EAN des Umkartons	4038917975995

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

