



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	74.4701
Artikelbeschreibung	Nabelklemme, 250 Stück/Karton
PZN-Nummer	6646559

Material & Farben

Material des Produktes	Polyoxymethylen (POM)
Farbe des Produktes	weiß

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	Medizinprodukt
CE-Zertifizierung	CE 0124 (DEKRA)
Reinheitsstandard	steril
Sterilisation	Gassterilisation
Chargiert	ja

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	250
Kleinste Unterverpackung	Blister
Stück pro Innenkarton	10
Stück pro Umkarton	250
Stück pro Palette	22500
Tiefe des Umkartons	388 mm
Breite des Umkartons	253 mm
Höhe des Umkartons	165 mm
Volumen des Umkartons	0,0162 cbm
Gewicht des Produktes	0,0064 kg
Gewicht des Umkartons	1,86 kg
EAN des Innenkartons	4038917088534
EAN des Umkartons	4038917006507

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

