



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	54.9912.100
Artikelbeschreibung	MEDISPONGE, chirurgischer Desinfektionsschwamm zur präoperativen Reinigung von Händen und Fingernägeln, imprägniert mit 4% Chlorhexidin-Gluconat-Lösung, Material: PUR, (LxBxH): 130 x 63 x 30 mm

### **Produkteigenschaften**

Präparierungskonzentration	4% Chlorhexidin-Gluconat-Lösung
Anwendungsbereich	chirurgischer Desinfektionsschwamm zur präoperativen Reinigung von Händen und Fingernägeln

### **Maße**

Breite des Produktes	63 mm
Höhe des Produktes	30 mm
Länge des Produktes	130 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Material & Farben**

Material des Produktes	Polyurethan (PUR)
Farbe des Produktes	weiß

### **Reinheit & Zertifizierung**

Latexfrei	ja
Pyrogenfreiheit	nein
Sicherheitsdatenblatt	ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	450
Kleinste Unterverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	75
Stück pro Umkarton	450
Stück pro Palette	7200
Tiefe des Umkartons	528 mm
Breite des Umkartons	465 mm
Höhe des Umkartons	526 mm
Volumen des Umkartons	0,1283 cbm
Gewicht des Umkartons	7,9 kg
EAN des Innenkartons	4038917150491
EAN des Umkartons	4038917036856

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

