



## Artikelbeschreibung

Bestellnummer	97.8720.500
Artikelbeschreibung	SAHARA 4 100/240 V, zum Auftauen und Erwärmen von in Kunststoffbeuteln abgefüllten Blutprodukten vor der Transfusion, max. Kapazität: 4 Konserven, Bedienung mittels Touchscreen, automatische Aggregatzustandserkennung pro Heizzone und komfortabler Wechsel der Blutprodukte während der laufenden Temperierung

## Produkteigenschaften

Anwendungsbereich	Erwärmung
Leistungsaufnahme Betrieb	1.000,00 W
Frequenz	50 Hz - 60 Hz

## Maße

Breite des Produktes	574 mm
Höhe des Produktes	348 mm
Länge des Produktes	554 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





## **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie	Medizinprodukt Gerät, CE
CE-Zertifizierung	CE
Chargiert	nein

## **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	1
Kleinste Unterverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Umkarton	1
Stück pro Palette	1
Tiefe des Umkartons	691 mm
Breite des Umkartons	671 mm
Höhe des Umkartons	590 mm
Volumen des Umkartons	0,2736 cbm
Gewicht des Produktes	23,7 kg
Gewicht des Umkartons	36,6 kg
EAN des Innenkartons	4038917968737
EAN des Umkartons	4038917968744

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

