



### Artikelbeschreibung

Bestellnummer	79.8710.576
Artikelbeschreibung	Farbband, Verbrauchsmaterial für Protokolldrucker SP542MD, violett

### Produkteigenschaften

Anwendungsbereich	Erwärmung
-------------------	-----------

### Maße

Breite des Produktes	7 cm
Länge des Produktes	12 cm

### Material & Farben

Farbe des Produktes	violett
---------------------	---------

### Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	kein Medizinprodukt   IVD
Chargiert	nein

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





## **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	1
Kleinste Unterverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Umkarton	1
Stück pro Palette	32
Tiefe des Umkartons	440 mm
Breite des Umkartons	390 mm
Höhe des Umkartons	220 mm
Volumen des Umkartons	0,0378 cbm
Gewicht des Produktes	3,7 kg
Gewicht des Umkartons	4,5 kg
EAN des Innenkartons	4038917975902
EAN des Umkartons	4038917975919

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

