



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	97.8710.802
Artikelbeschreibung	SAHARA-III MAXITHERM 115 V, zum Auftauen und Erwärmen von in Kunststoffbeuteln abgefüllten Blutprodukten vor der Transfusion, max. Kapazität: 6 Konserven, geeignet für Plasma, Vollblut, Erythrozytenkonzentrate und kryokonservierte Präparate

Produkteigenschaften

Anwendungsbereich	Erwärmung
Versorgungsspannung	115 V
Leistungsaufnahme Betrieb	655 W
Frequenz	50 Hz - 60 Hz

Maße

Breite des Produktes	32 cm
Höhe des Produktes	32,5 cm
Länge des Produktes	49,3 cm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	Medizinprodukt Gerät, CE
CE-Zertifizierung	CE
Chargiert	nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	1
Kleinste Unterverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Umkarton	1
Stück pro Palette	1
Volumen des Umkartons	0,1639 cbm
Gewicht des Produktes	13,68 kg
Gewicht des Umkartons	16,43 kg
EAN des Innenkartons	4038917968652
EAN des Umkartons	4038917968669

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

