



Artikelbeschreibung

| | |
|---------------------|--|
| Bestellnummer | 79.8710.610 |
| Artikelbeschreibung | Adaptionskompresse-TSC, Ersatz-Gelkompresse zum Auftauen von kryokonservierten Blutstammzellpräparaten im SAHARA-TSC |

Produkteigenschaften

| | |
|-------------------|-----------|
| Anwendungsbereich | Erwärmung |
|-------------------|-----------|

Maße

| | |
|----------------------|---------|
| Breite des Produktes | 16 cm |
| Länge des Produktes | 23,5 cm |

Reinheit & Zertifizierung

| | |
|------------------|---------------------------|
| Produktkategorie | kein Medizinprodukt IVD |
| Chargiert | ja |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Verpackung

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Mindestbestellmenge (Stück) | 5 |
| Kleinste Unterverpackung | Beutel |
| Stück pro Innenkarton | 5 |
| Stück pro Umkarton | 5 |
| Stück pro Palette | 960 |
| Tiefe des Umkartons | 320 mm |
| Breite des Umkartons | 220 mm |
| Höhe des Umkartons | 140 mm |
| Volumen des Umkartons | 0,0099 cbm |
| Gewicht des Produktes | 0,488 kg |
| Gewicht des Umkartons | 2,6 kg |
| EAN des Innenkartons | 4038917978545 |
| EAN des Umkartons | 4038917978552 |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

