



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	74.5330.500
Artikelbeschreibung	UD 3plus, Urindrainage-System, 2 l, mit Halterung, steril, Schlauchlänge: 100 cm, 1 Stück/Blister
PZN-Nummer	16086848

Produkteigenschaften

Farbe Druck/Etikett	blau
Ausführung	mit Halterung
Anwendungsbereich	Urinaireitung
Arbeitsvolumen	2 l

Maße

Nennvolumen	2 l
Volumen max	2 l
Durchmesser des Schlauches	10,1 mm
Länge Schlauch	100 cm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Material & Farben

Material des Produktes	Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe des Produktes	transparent

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	Medizinprodukt
CE-Zertifizierung	CE Lieferant
Reinheitsstandard	steril
Sterilisation	Gassterilisation
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	20
Kleinste Unterverpackung	Blister
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Umkarton	20
Stück pro Palette	1120
Tiefe des Umkartons	395 mm
Breite des Umkartons	295 mm
Höhe des Umkartons	220 mm
Volumen des Umkartons	0,0256 cbm
Gewicht des Produktes	0,191 kg
Gewicht des Umkartons	3,82 kg
EAN des Innenkartons	6955824024333
EAN des Umkartons	6955824024180

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

