



Artikelbeschreibung

| | |
|---------------------|---|
| Bestellnummer | 74.5330.520 |
| Artikelbeschreibung | UD 3plus, Urindrainage-System, 2 l, mit Halterung, steril, Schlauchlänge: 120 cm, 1 Stück/Blister |
| PZN-Nummer | 16086831 |

Produkteigenschaften

| | |
|---------------------|---------------|
| Farbe Druck/Etikett | blau |
| Ausführung | mit Halterung |
| Anwendungsbereich | Urinaireitung |
| Arbeitsvolumen | 2 l |

Maße

| | |
|----------------------------|---------|
| Nennvolumen | 2 l |
| Volumen max | 2 l |
| Durchmesser des Schlauches | 10,1 mm |
| Länge Schlauch | 120 cm |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Material & Farben

| | |
|------------------------|------------------------|
| Material des Produktes | Polyvinylchlorid (PVC) |
| Farbe des Produktes | transparent |

Reinheit & Zertifizierung

| | |
|-------------------|------------------|
| Produktkategorie | Medizinprodukt |
| CE-Zertifizierung | CE Lieferant |
| Reinheitsstandard | steril |
| Sterilisation | Gassterilisation |
| Chargiert | ja |

Verpackung

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Mindestbestellmenge (Stück) | 20 |
| Kleinste Unterverpackung | Blister |
| Stück pro Innenkarton | 1 |
| Stück pro Umkarton | 20 |
| Stück pro Palette | 840 |
| Tiefe des Umkartons | 395 mm |
| Breite des Umkartons | 295 mm |
| Höhe des Umkartons | 220 mm |
| Volumen des Umkartons | 0,0256 cbm |
| Gewicht des Produktes | 0,179 kg |
| Gewicht des Umkartons | 3,58 kg |
| EAN des Innenkartons | 6955824024340 |
| EAN des Umkartons | 6955824024197 |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

