



## Artikelbeschreibung

Bestellnummer	74.5340.500
Artikelbeschreibung	TUR-BAG, Urindrainage-System, 4 l, mit Pumpball, steril, Schlauchlänge: 100 cm, 1 Stück/Blister

## Produkteigenschaften

Farbe Druck/Etikett	blau
Ausführung	mit Pumpball
Anwendungsbereich	Urinableitung
Arbeitsvolumen	4 l

## Maße

Nennvolumen	4 l
Volumen max	4 l
Durchmesser des Schlauches	10,1 mm
Länge Schlauch	100 cm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Material & Farben**

Material des Produktes	Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe des Produktes	transparent

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie	Medizinprodukt
CE-Zertifizierung	CE Lieferant
Reinheitsstandard	steril
Sterilisation	Gassterilisation
Chargiert	ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	10
Kleinste Unterverpackung	Blister
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Umkarton	10
Stück pro Palette	560
Tiefe des Umkartons	395 mm
Breite des Umkartons	295 mm
Höhe des Umkartons	230 mm
Volumen des Umkartons	0,0268 cbm
Gewicht des Produktes	0,2455 kg
Gewicht des Umkartons	2,46 kg
EAN des Innenkartons	6955824024395
EAN des Umkartons	6955824024012

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

