



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	74.5485.005
Artikelbeschreibung	Urindrainage-System, 2 l, mit Rückschlagventil, mit T Ablassventil, steril, Schlauchlänge: 100 cm, 1 Stück/Blister
PZN-Nummer	16356199

Produkteigenschaften

Farbe Druck/Etikett	blau
Ausführung	mit T Ablassventil
Anwendungsbereich	Urinableitung
Arbeitsvolumen	2 l
Rückschlagventil	ja

Maße

Nennvolumen	2 l
Volumen max	2 l
Durchmesser des Schlauches	10,1 mm
Länge Schlauch	100 cm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Material & Farben

Material des Produktes	Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe des Produktes	transparent

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	Medizinprodukt
CE-Zertifizierung	CE Lieferant
Reinheitsstandard	steril
Sterilisation	Gassterilisation
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	50
Kleinste Unterverpackung	Blister
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Umkarton	50
Stück pro Palette	2400
Tiefe des Umkartons	395 mm
Breite des Umkartons	295 mm
Höhe des Umkartons	290 mm
Volumen des Umkartons	0,0338 cbm
Gewicht des Produktes	0,0844 kg
Gewicht des Umkartons	4,62 kg
EAN des Innenkartons	6955824024418
EAN des Umkartons	6955824024036

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

