




**Produktspezifikation**  
**Urinmess-System, 2 l, mit Rückschlagventil,**  
**Wechselbeutel 2.000 ml, steril**

**Seite 1**



### Artikelbeschreibung

Bestellnummer	74.5681.200
Artikelbeschreibung	Urinmess-System, 2 l, mit Rückschlagventil, Wechselbeutel 2.000 ml, steril, Schlauchlänge: 120 cm, 1 Stück/Blister

### Produkteigenschaften

Farbe Druck/Etikett	blau
Ausführung	Wechselbeutel 2.000 ml
Anwendungsbereich	Urinableitung
Arbeitsvolumen	500 ml
Rückschlagventil	ja

### Maße

Nennvolumen	2 l
Volumen max	2 l
Durchmesser des Schlauches	10,1 mm
Länge Schlauch	120 cm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-07-18

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**



**Produktspezifikation**  
**Urinmess-System, 2 l, mit Rückschlagventil,  
Wechselbeutel 2.000 ml, steril**

**Seite 2**

**Material & Farben**

Material des Produktes Polyvinylchlorid (PVC)  
Farbe des Produktes transparent

**Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie Medizinprodukt  
CE-Zertifizierung CE Lieferant  
Reinheitsstandard steril  
Sterilisation Gassterilisation  
Chargiert ja

**Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück) 10  
Kleinste Unterverpackung Blister  
Stück pro Innenkarton 1  
Stück pro Umkarton 10  
Stück pro Palette 280  
Tiefe des Umkartons 580 mm  
Breite des Umkartons 290 mm  
Höhe des Umkartons 235 mm  
Volumen des Umkartons 0,0395 cbm  
Gewicht des Produktes 0,3364 kg  
Gewicht des Umkartons 4,04 kg  
EAN des Innenkartons 6955824024425  
EAN des Umkartons 6955824024043

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-07-18

Das vorliegende Dokument wurde vom  
EDV-Support vorbereitet und ist ohne  
Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**