



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer 74.5684.001  
Artikelbeschreibung Urinmess-System Wechselbeutel, 2 l, steril, 1 Stück/Blister

### **Produkteigenschaften**

Farbe Druck/Etikett blau  
Anwendungsbereich Urinableitung  
Arbeitsvolumen 2 l

### **Maße**

Nennvolumen 2 l  
Volumen max 2 l

### **Material & Farben**

Material des Produktes Polyvinylchlorid (PVC)  
Farbe des Produktes transparent

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie	Medizinprodukt
CE-Zertifizierung	CE Lieferant
Reinheitsstandard	steril
Sterilisation	Gassterilisation
Chargiert	ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	50
Kleinste Unterverpackung	Blister
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Umkarton	50
Stück pro Palette	4050
Tiefe des Umkartons	395 mm
Breite des Umkartons	195 mm
Höhe des Umkartons	200 mm
Volumen des Umkartons	0,0154 cbm
Gewicht des Produktes	0,0451 kg
Gewicht des Umkartons	3,02 kg
EAN des Innenkartons	6955824024432
EAN des Umkartons	6955824024050

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

