



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	74.5228.005
Artikelbeschreibung	Urinbeutel, 2 l, mit Rückschlagventil, mit Ablassventil, steril, Schlauchlänge: 90 cm, 1 Stück/Blister
PZN-Nummer	16333726

Produkteigenschaften

Farbe Druck/Etikett	blau
Ausführung	mit Ablassventil
Anwendungsbereich	Urinaireitung
Arbeitsvolumen	2 l
Rückschlagventil	ja

Maße

Nennvolumen	2 l
Volumen max	2 l
Durchmesser des Schlauches	6,6 mm
Länge Schlauch	90 cm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Material & Farben

Material des Produktes	Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe des Produktes	transparent

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	Medizinprodukt
CE-Zertifizierung	CE Lieferant
Reinheitsstandard	steril
Sterilisation	Gassterilisation
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	100
Kleinste Unterverpackung	Blister
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Umkarton	100
Stück pro Palette	4800
Tiefe des Umkartons	305 mm
Breite des Umkartons	390 mm
Höhe des Umkartons	255 mm
Volumen des Umkartons	0,0303 cbm
Gewicht des Produktes	0,042 kg
Gewicht des Umkartons	4,5 kg
EAN des Innenkartons	6971243661041
EAN des Umkartons	6971243660808

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

