



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	82.1969.002
Artikelbeschreibung	Deep Well MegaBlock® , 96 Well, 0,5 ml, Rundboden, DNA-/DNase-/RNase-frei, pyrogenfrei/endotoxinfrei, Material: PP, SLAS-Standard, runde Kavitäten, 7 Stück/Beutel

### **Produkteigenschaften**

Verschlussart	Folie
Ausführung	SLAS-Standard
Anwendungsbereich	Sammlung und Lagerung von diagnostischen Proben
Bodenform	Rundboden
Anzahl der Wells	96
Arbeitsvolumen	1 µl - 0,5 ml
Zentrifugation max (RZB)	2000 x g
Zentrifugationstemperatur	22
Zentrifugationszeit	5 Min
Autoklavierbar (max. °C)	121 °C

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





**Produktspezifikation**  
**Deep Well MegaBlock® , 0,5 ml,**  
**DNA-/DNase-/RNase-frei,**  
**pyrogenfrei/endotoxinfrei, PP**

**Seite 2**

**Maße**

Nennvolumen	0,5 ml
Durchmesser	7,2 mm
Breite des Produktes	85,1 mm
Höhe des Produktes	28,5 mm
Länge des Produktes	127,3 mm

**Material & Farben**

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent

**Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie	kein Medizinprodukt   IVD
Reinheitsstandard	DNA-/DNase-/RNase-frei, pyrogenfrei/endotoxinfrei
Chargiert	ja

**Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	56
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	7
Stück pro Umkarton	56
Stück pro Palette	4480
Volumen des Umkartons	0,0181 cbm
Gewicht des Produktes	0,057 kg
Gewicht des Umkartons	3,74 kg
EAN des Innenkartons	4038917346320
EAN des Umkartons	4038917346313

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-07-17

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**