



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	82.1972.600
Artikelbeschreibung	Deep Well Platte, Protein Low Binding, 96 Well, 2,2 ml, kompatibel mit KingFisher? Flex/Duo Prime/Presto/Apex, Bio Sprint 96, Chemagic? Prime?, STARlet, MultiMACS M96 Separator, konischer Keil, ohne Etikett, PCR Performance Tested, Material: PP, eckige Kavitäten, 4 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Etikett / Druck	ohne Etikett
Verschlussart	Folie
Anwendungsbereich	Sammlung und Lagerung von diagnostischen Proben
Passend für	KingFisher? Flex/Duo Prime/Presto/Apex, Bio Sprint 96, Chemagic? Prime?, STARlet, MultiMACS M96 Separator
Bodenform	konischer Keil
Anzahl der Wells	96
Arbeitsvolumen	1 µl - 2,2 ml
Zentrifugation max (RZB)	4500 x g
Zentrifugationstemperatur	22

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Zentrifugationszeit 5 Min

Maße

Nennvolumen 2,2 ml
Volumen max 2,2 ml
Durchmesser 7,52 mm
Breite des Produktes 85 mm
Höhe des Produktes 41,85 mm
Länge des Produktes 127,76 mm

Material & Farben

Material des Produktes Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes transparent

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD
Reinheitsstandard PCR Performance Tested
Chargiert ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 24
Kleinste Unterverpackung Beutel
Stück pro Innenkarton 4
Stück pro Umkarton 24
Stück pro Palette 2304
Tiefe des Umkartons 283 mm
Breite des Umkartons 268 mm
Höhe des Umkartons 210 mm
Volumen des Umkartons 0,0159 cbm
Gewicht des Produktes 0,0868 kg
Gewicht des Umkartons 2,43 kg
EAN des Innenkartons 4038917957892
EAN des Umkartons 4038917957908

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

