



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	82.1972.700
Artikelbeschreibung	Deep Well Platte, DNA Low Binding, 96 Well, 2,2 ml, konischer Keil, ohne Etikett, PCR Performance Tested, Material: PP, eckige Kavitäten, 4 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Etikett / Druck	ohne Etikett
Verschlussart	Folie
Anwendungsbereich	Sammlung und Lagerung von diagnostischen Proben
Bodenform	konischer Keil
Anzahl der Wells	96
Arbeitsvolumen	1 μ l - 2,2 ml
Zentrifugation max (RZB)	4500 x g
Zentrifugationstemperatur	22
Zentrifugationszeit	5 Min

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Maße

Nennvolumen	2,2 ml
Volumen max	2,2 ml
Durchmesser	7,52 mm
Breite des Produktes	85 mm
Höhe des Produktes	41,85 mm
Länge des Produktes	127,76 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Reinheitsstandard	PCR Performance Tested
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	24
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	4
Stück pro Umkarton	24
Stück pro Palette	2304
Tiefe des Umkartons	283 mm
Breite des Umkartons	268 mm
Höhe des Umkartons	210 mm
Volumen des Umkartons	0,0159 cbm
Gewicht des Produktes	0,0868 kg
Gewicht des Umkartons	2,43 kg
EAN des Innenkartons	4038917958042
EAN des Umkartons	4038917958059

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

