



### Artikelbeschreibung

Bestellnummer	82.1972.800
Artikelbeschreibung	Spitzenkamm, kompatibel mit KingFisher? Flex/Presto, Bio Sprint 96, DNA-/DNase-/RNase-/PCR-Inhibitor-frei, Material: PP, 2 Stück/Beutel

### Produkteigenschaften

Passend für	KingFisher? Flex/Presto, Bio Sprint 96
Autoklavierbar (max. °C)	121 °C

### Maße

Durchmesser	7,52 mm
Breite des Produktes	85 mm
Höhe des Produktes	41,85 mm
Länge des Produktes	127,76 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Material & Farben**

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie	kein Medizinprodukt   IVD
Reinheitsstandard	DNA-/DNase-/RNase-/PCR-Inhibitor-frei
Chargiert	ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	20
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	2
Stück pro Umkarton	20
Stück pro Palette	2160
Tiefe des Umkartons	308 mm
Breite des Umkartons	223 mm
Höhe des Umkartons	195 mm
Volumen des Umkartons	0,0134 cbm
Gewicht des Produktes	0,0543 kg
Gewicht des Umkartons	1,28 kg
EAN des Innenkartons	4038917958080
EAN des Umkartons	4038917958097

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

