



Artikelbeschreibung

Bestellnummer 71.9923.212
Artikelbeschreibung Wiegeschale, 70 ml, (LxB): 72 x 72 mm, Material: PVC, weiß, 100 Stück/Beutel

Maße

Nennvolumen 70 ml
Volumen max 100 ml
Breite des Produktes 72 mm
Länge des Produktes 72 mm

Material & Farben

Material des Produktes Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe des Produktes weiß

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD
Chargiert ja

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	2000
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	100
Stück pro Umkarton	2000
Stück pro Palette	70000
Tiefe des Umkartons	428 mm
Breite des Umkartons	234 mm
Höhe des Umkartons	358 mm
Volumen des Umkartons	0,0359 cbm
Gewicht des Produktes	0,0024 kg
Gewicht des Umkartons	5,6 kg
EAN des Innenkartons	4038917153669
EAN des Umkartons	4038917038249

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

