



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	81.970
Artikelbeschreibung	Rührspatel, Länge: 120 mm, Material: PP, weiß, 1.000 Stück/Beutel

Maße

Durchmesser	3 mm
Länge des Produktes	120 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	weiß

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Latexfrei	ja
Sicherheitsdatenblatt	nein
Chargiert	nein

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	10000
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	1000
Stück pro Umkarton	10000
Stück pro Palette	400000
Tiefe des Umkartons	438 mm
Breite des Umkartons	268 mm
Höhe des Umkartons	155 mm
Volumen des Umkartons	0,0182 cbm
Gewicht des Produktes	0,0006 kg
Gewicht des Umkartons	6,23 kg
EAN des Innenkartons	4038917269186
EAN des Umkartons	4038917003506

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

