



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	84.1556.010
Artikelbeschreibung	Haftetikett, (LxB): 40 x 26 mm, Material: Papier, weiß, Etikettenlayout: Name + Date, Druck: weiß/schwarz, 5.000 Stück/Rolle

Produkteigenschaften

Farbe Druck/Etikett	weiß/schwarz
---------------------	--------------

Maße

Breite des Produktes	26 mm
Länge des Produktes	40 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Papier
Farbe des Produktes	weiß

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD
Chargiert nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 5000
Kleinste Unterverpackung Rolle
Stück pro Innenkarton 5000
Stück pro Umkarton 30000
Stück pro Palette 2880000
Tiefe des Umkartons 333 mm
Breite des Umkartons 303 mm
Höhe des Umkartons 150 mm
Volumen des Umkartons 0,0151 cbm
Gewicht des Produktes 0,0001 kg
Gewicht des Umkartons 2,85 kg
EAN des Innenkartons 4038917130578
EAN des Umkartons 4038917023139

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

