



### Artikelbeschreibung

|                     |   |
|---------------------|---|
| Bestellnummer       | 84.2620.001   |
| Artikelbeschreibung | Haftetikett, (LxB): 33 x 12 mm, Material: Papier, weiß, 4.000 Stück/Rolle |

### Maße

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Breite des Produktes | 12 mm |
| Länge des Produktes  | 33 mm |

### Material & Farben

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Material des Produktes | Papier |
| Farbe des Produktes    | weiß   |

### Reinheit & Zertifizierung

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Produktkategorie | kein Medizinprodukt   IVD |
| Chargiert        | ja                        |

### Verpackung

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Mindestbestellmenge (Stück) | 4000          |
| Kleinste Unterverpackung    | Rolle         |
| Stück pro Innenkarton       | 4000          |
| Stück pro Umkarton          | 8000          |
| Stück pro Palette           | 2592000       |
| Tiefe des Umkartons         | 268 mm        |
| Breite des Umkartons        | 191 mm        |
| Höhe des Umkartons          | 100 mm        |
| Volumen des Umkartons       | 0,0051 cbm    |
| Gewicht des Produktes       | 0,0001 kg     |
| Gewicht des Umkartons       | 1,16 kg       |
| EAN des Innenkartons        | 4038917416948 |
| EAN des Umkartons           | 4038917416931 |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

