



Artikelbeschreibung

Bestellnummer 84.2620.003
Artikelbeschreibung Haftetikett, (LxB): 30 x 20 mm, 3.500 Stück/Rolle

Maße

Breite des Produktes 20 mm
Länge des Produktes 30 mm

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD
Chargiert ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 7000
Kleinste Unterverpackung Rolle
Stück pro Innenkarton 3500
Stück pro Umkarton 7000
Stück pro Palette 2268000
Tiefe des Umkartons 503 mm
Breite des Umkartons 375 mm
Höhe des Umkartons 155 mm
Volumen des Umkartons 0,0292 cbm
Gewicht des Produktes 0,0001 kg
Gewicht des Umkartons 0,73 kg
EAN des Innenkartons 4038917900362
EAN des Umkartons 4038917900379

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

