



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	86.290
Artikelbeschreibung	Fleischsaft-Kollektor, Länge: 112 mm, Material: PP, Röhre 75 x 13 mm mit Trichtergefäß, Trichter: HD-PE, zur Gewinnung von Fleischsaft für die Salmonellen-Diagnostik, 250 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Ausführung	Röhre 75 x 13 mm mit Trichtergefäß
Anwendungsbereich	zur Gewinnung von Fleischsaft für die Salmonellen-Diagnostik

Maße

Durchmesser der Öffnung	40 mm
Länge des Produktes	112 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Material & Farben

Material des Produktes Polypropylen (PP)

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD

Latexfrei ja

Sicherheitsdatenblatt nein

Chargiert nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 500

Kleinste Unterverpackung Beutel

Stück pro Innenkarton 250

Stück pro Umkarton 500

Stück pro Palette 12000

Tiefe des Umkartons 398 mm

Breite des Umkartons 398 mm

Höhe des Umkartons 415 mm

Volumen des Umkartons 0,0657 cbm

Gewicht des Produktes 0,0095 kg

Gewicht des Umkartons 5,45 kg

EAN des Innenkartons 4038917081085

EAN des Umkartons 4038917035620

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

