



## Artikelbeschreibung

Bestellnummer	86.9924.531
Artikelbeschreibung	Stomacher-Beutel, (LxB): 300 x 170 mm, Material: LD-PE, transparent, Laboratorien für Lebensmittel

## Produkteigenschaften

Anwendungsbereich	Laboratorien für Lebensmittel
Anwendungsbeispiel	Langzeitmassage in einer Stomacher® -Maschine

## Maße

Breite des Produktes	170 mm
Länge des Produktes	300 mm

## Material & Farben

Material des Produktes	Low Density Polyethylen (LD-PE)
Farbe des Produktes	transparent

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Reinheit & Zertifizierung**

Latexfrei	ja
Pyrogenfreiheit	nein
Sicherheitsdatenblatt	nein

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	500
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	100
Stück pro Umkarton	500
Stück pro Palette	80000
Tiefe des Umkartons	458 mm
Breite des Umkartons	238 mm
Höhe des Umkartons	373 mm
Volumen des Umkartons	0,0408 cbm
Gewicht des Umkartons	9,3 kg
EAN des Innenkartons	4038917155380
EAN des Umkartons	4038917398442

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

