



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	82.1584
Artikelbeschreibung	Deckel, für ELISA- und Mikrottestplatten im 96-Well-Format, Material: PS, mit Kondensationsringen, DNA-/DNase-/RNase-frei, pyrogenfrei/endotoxinfrei, nicht zytotoxisch, 25 Stück/Beutel

### **Produkteigenschaften**

Ausführung	mit Kondensationsringen
Passend für	ELISA- und Mikrottestplatten im 96-Well-Format

### **Material & Farben**

Material des Produktes	Polystyrol (PS)
------------------------	-----------------

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie	kein Medizinprodukt   IVD
Reinheitsstandard	DNA-/DNase-/RNase-frei, pyrogenfrei/endotoxinfrei, nicht zytotoxisch
Chargiert	ja

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





## **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	100
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	25
Stück pro Umkarton	100
Stück pro Palette	11200
Tiefe des Umkartons	282 mm
Breite des Umkartons	187 mm
Höhe des Umkartons	235 mm
Volumen des Umkartons	0,0124 cbm
Gewicht des Produktes	0,0153 kg
Gewicht des Umkartons	1,86 kg
EAN des Innenkartons	4038917087124
EAN des Umkartons	4038917005593

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

